



PROF. DR. FISCHER AG
INSTITUT FÜR QUANTENMEDIZIN

QRS® 710 WELLNESS-SYSTEM



PROF. DR. FISCHER AG

Industriestraße 651

FL – 9492 Eschen

Fon +42 33 77 12 22

Fax +42 33 77 12 29

Mobil +49 171 99 72 803

E-Mail medien@prof-dr-fischer-ag.ch

Das QRS® 710 Wellness-System führt in Verbindung mit den Eigenschaften des Quanten-Resonanz-Systems und der optimalen Zuführung von reinem Sauerstoff in die menschliche Zelle bzw. dem Blutkreislauf zu einer schnellen Zell- und Leistungsregeneration.

Prinzip

Der lauffeise Sauerstoffgenerator (QRS® 701) wird über das integrierte QRS® 101.4-System angesteuert. Der gewonnene 99%-ige Sauerstoff wird in der QRS® 710-Version dem Anwender berührungs- und keimfrei zugeführt. Die in den verstellbaren Studiosessel (QRS® 702) eingearbeiteten QRS®-Felder werden ebenso über das QRS® 101.4-System mit QRS®-Signalen versorgt. In die herabziehbare Abdeckhaube ist ein Licht-Therapie-System integriert. Optional kann in die Abdeckhaube des QRS® 702 ein QRS® 703 3D-Soundsystem (QRS®-Relax) integriert werden.

Durch die Kombination des Quanten-Resonanz-Systems und der gleichzeitigen Zuführung von reinem (unbehandelten) Sauerstoff wird die Sauerstoffaufnahme in den Blutkreislauf des Anwenders wesentlich erhöht. Die bloße Zuführung von reinem Sauerstoff erzielt diesen Effekt nur unwesentlich. Erst die Aufbereitung durch die QRS®-Wirkung „Öffnung der Zellmembrane“, ermöglicht die hohe Effizienz des QRS® 710-Systems.



PROF. DR. FISCHER AG
INSTITUT FÜR QUANTENMEDIZIN

Hardware

Das QRS® 710 Wellness-System setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- QRS® 701 Sauerstoffstation (Generator) inkl. QRS® 101.4 Steuergerät
- QRS® 702 Studio-Kapsel bestehend aus verstellbarem Relax-Sessel, herabziehbarer Abdeckhaube und integriertem Lichttherapie-System
- optional integrierbar
QRS® 703 3D-Soundsystem (QRS®-Relax)

PROF. DR. FISCHER AG

Industriestraße 651

FL – 9492 Eschen

Fon +42 33 77 12 22

Fax +42 33 77 12 29

Mobil +49 171 99 72 803

E-Mail medien@prof-dr-fischer-ag.ch

Zusammenfassung

Dieses QRS®-Wellness-System stellt eine neue Generation von Gesundheits-Geräten dar. Das System ist für Wellness- und Fitness-Einrichtungen bzw. für den Medical-Wellness-Markt konzipiert.

Ein weiteres Einsatzgebiet ist der Leistungssport. Durch den schnellen und hohen Rückgewinn von Sauerstoff im Blutkreislauf und in der Zelle, wird die Regenerationsphase eines Sportlers nach dem sportlichen Einsatz verkürzt. Gleichzeitig wird durch das QRS®-Magnetfeld die Entstressung der Zellen gefördert.

Das QRS®-Wellness-System kann ebenso im privaten Bereich eingesetzt werden. Hierfür kann ersatzweise zu der QRS® 701 Sauerstoffstation in Verbindung mit handelsüblichen Sauerstoffmasken, entweder die Studio-Kapsel ohne Abdeckhaube, einem Fernsehsessel ähnlichen Stuhl, oder eine Studio-Liege aus dem QRS®-Angebot bezogen werden.

In Kombination mit der QRS® 302 Therapieliege (ohne QRS®-Röhrensystem) kann die QRS® 701 Sauerstoffstation ebenso in Kliniken zum Einsatz kommen, wo durch die Betreuung mit Fachpersonal eine - mittels einer austauschbaren Sauerstoff-Maske bzw. einer Sauerstoff-Brille - eine (berührende) keimfreie Sauerstoffübertragung gewährleistet ist.

Das System kann ebenso als vollständiges QRS®-Therapie-System in Verbindung mit dem Chipkarten-basierenden eQ-Rezept® eingesetzt werden.

Zusammenfassend kann das QRS® 710 als hocheffizientes und ganzheitliches QRS®-Körper-(Re-)Vitalisierungssystem bezeichnet werden.